

GIOflexi


innoGIO

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD

Digitální teploměr GIOflexi poskytuje rychlé a velmi přesné měření teploty. Důkladně si přečtěte návod k použití, který vás seznámí s funkcemi vašeho nového teploměru, abyste si mohli užívat jeho funkcí a zajistili si jeho dlouholetý a spolehlivý výkon. Pokud teploměr používá dítě, je nutný náležitý dohled dospělé osoby. Tento teploměr byl vyroben v souladu s EN12470-2:2000 ASTM a splňuje požadavky normy IEC 60601-1-1:1998+ A1+A2, IEC 60601-1-1-2:2001.

POPIS PRODUKTU



SPECIFIKACE

Rozsah	32°C-42,9°C (90°F-109,9°F) (°C/°F dle výběru výrobce)
Přesnost	±0,1°C, 35,5°C-42,0°C (±0,2°F, 95,9°F-107,6°F) ±0,2°C při teplotě pod 35,5°C nebo při teplotě nad 42,0°C ±0,4°F při teplotě pod 95,9°F nebo při teplotě nad 107,6°F při běžné pokojové teplotě 25°C (77,0 °°F)
Displej	displej z tekutých krystalů, 3 1/2 - číslic
Paměť	pro uložení poslední naměřené hodnoty
Baterie	Jedna baterie guziková 1,55 V DC 1x 1,55 V DC baterie (velikost SR41, UCC 392 nebo LR41)
Životnost baterie	cca 200 hodin
Rozměr	12,4 x 1,9 x 1,0 cm (délka x šířka x výška)
Váha	cca 10g včetně baterie
Uživatelské prostředí	teplota: 10°C-40°C (50°F-104°F) relativní vlhkost: 15%RH-95%RH
Skladování a transport	teplota: -25°C-55°C (-13°F-131°F) relativní vlhkost: 15%RH-95%RH
Alarm (režim pípní)	cca 10 vteřinové pípní při dosažení maximální teploty

POUŽITÍ VÝROBKU

1. Vydesinfikujte sondu otřením nebo namočením do etylalkoholu.
2. Stiskněte tlačítko ON/OFF. Na LCD displeji se na 2 sekundy zobrazí **1888** a současně se ozve pípnutí. Cca na 2 sekundy se na displeji zobrazí poslední naměřená teplota. Následně se na LCD displeji zobrazí teplota 37°C (98,6°F). Poté se zobrazí nápis Lo°C (Lo°F).
3. Umístěte sondu teploměru do úst, konečníku nebo podpaží pacienta.
4. Jakmile je měření teploty ukončeno, přestane na LCD displeji blikat znak °C (°F) a po dobu přibližně 10 sekund se ozve pípní. Na LCD displeji se zobrazí naměřená teplota.
 Pokud znak °C (°F) přestane blikat, je-li sonda stále ještě zasunuta v ústech, konečníku, podpaží, může docházet ke zvyšování teploty. Takže poté, co uslyšíte zapípání, vyjměte sondu raději o 1-2 minuty později. Je-li naměřená teplota <32°C (90,0°F), na LCD displeji se zobrazí Lo°C (Lo°F). Je-li naměřená teplota příliš vysoká, na LCD displeji se zobrazí Hi°C (Hi°F), okamžitě kontaktujte svého lékaře. Je-li naměřená teplota <37,8°C (100,0°F), ozve se krátké zapípání Bi-Bi-Bi-Bi. Je-li naměřená teplota >= 37,8°C (100,0°F), ozve se zapípání Bi-Bi-Bi Bi-Bi-Bi.
5. Teploměr se po 10 minutách automaticky vypne z důvodu úspory energie.
Pro prodloužení výdrže baterie doporučujeme teploměr vypnout stisknutím tlačítka ON/OFF ihned po ukončení měření.
6. Vybitou baterii a teploměr zlikvidujte v souladu s příslušnými právními předpisy.




Poznámka: Pokud je v kroku 2 teplota v místnosti vyšší než 32°C (90°F), na LCD displeji se místo Lo°C (Lo°F) zobrazí teplota v místnosti.

Poznámka: Použití krytu sondy může mít za následek odchylku 0,1°C (0,2°F) od aktuální teploty.

POUŽITÍ V ÚSTECH

Umístěte sondu do jedné z poloh označených "✓", jak je znázorněno na obrázku, na dobu cca 1 minuty. Pro zajištění co největší přesnosti nechte před měřením teploty ústa 5 minut zavřená. Rozsah teploty měřené touto metodou je 35,7°C-37,3°C (96,3°F-99,2°F).



REKTÁLNÍ POUŽITÍ

Pro snadnější zasunutí sondy ji namažte vazelinou.

Opatrně zaveďte sondu asi na 1 cm do konečníku pacienta a držte ji pevně na straně těla po dobu cca 1,5 minuty.

Rozsah teploty měřené touto metodou je 35,2°C-36,7°C (95,4°F-98,1°F).

POUŽITÍ V PODPAŽÍ

Z lékařského hlediska poskytuje tato metoda vždy mírné nepřesnosti.

Otřete oblast podpaží suchým hadříkem.

Umístěte sondu do podpaží a držte paži pevně na straně těla po dobu cca 1,5 minuty.

Rozsah teploty měřené touto metodou je 35,2°C-36,7°C (95,4°F-98,1°F).

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

1. Teploměr otřete suchým hadříkem a sondu sterilizujte etylalkoholem.

2. Nedovoďte, aby se teploměr dostal do kontaktu s jakýmkoli chemickým ředidlem.

Teploměr není vodotěsný. Nenamáčejte LCD displej do vody. Vodotěsná je pouze sonda.



UPOZORNĚNÍ

- Vyvarujte se upustění teploměru na zem, teploměr není odolný proti nárazu.
- Teploměr neohýbejte.
- Sondu nevyvařujte.
- Teploměr neskladujte na přímém slunečním světle.
- Nepokoušejte se teploměr rozebrat, s výjimkou výměny baterie.
- Stejnoseměrné napětí typ B



VÝMĚNA BATERIE

1. Pokud se v pravém dolním rohu LCD displeje zobrazí "B", je baterie vybitá a je třeba ji vyměnit.
2. Rukou stáhněte kryt baterie ve směru znázorněném na obrázku níže.
3. Opatrně vytáhněte obvodovou desku s bateriovou komorou asi o 1 cm.
4. K vyjmutí vybité baterie použijte špičatý předmět. Vybitou baterii skladujte mimo dosah dětí.
5. Vložte novou 1,55V baterii typu Sr41, UCC392OR LR41 nebo ekvivalentní. Dbejte na správnou polaritu.
6. Vraťte zpět kryt baterie.



innoGIO

Dovozce: **Innogio sp. z o.o.**

74H Ostródzka ulice, 03-289 Varšava, Polsko

www.innogio.com

Datum vydání: 03/2022

@innoGIO.official



@innogio_com



Autorizovaný zástupce v Evropě:



Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro
Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf



Manufacturer: Hangzhou Universal Electronic Co., Ltd

No. 298 Yunxi Road, Cangqian Street Yuhang, District Hangzhou Zhejiang, China