

CZ

GIO-780

innoGIO

GIO perfect Mask


LED pleťová maska



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Aby se zabránilo zranění způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si pozorně instrukce a používejte tento výrobek výhradně v souladu s návodem.


ZAČÍNÁME



Poznámka: Když se na ovladači zobrazí symbol, funkce je aktivní.

FUNKCE TLAČÍTEK

- Power/Mode: Zapnutí/vypnutí a přepínání světelných režimů
- Time: Výběr délky ošetření (10, 15 nebo 20 minut)
- Gear: Nastavení intenzity (úrovně 1–3)
- NIR: Aktivace/deaktivace infračerveného světla



UPOZORNĚNÍ

1. Zařízení nelze používat při nabíjení.
2. Před použitím jej vždy vyčistěte s vypnutým napájením. Používejte jen doporučené prostředky (vlhký hadřík, vlhký ubrousek, případně fyziologický roztok 0,9 % NaCl pro části přicházející do kontaktu s pokožkou).
3. Masku skladujte naplocho, v suchu a mimo sluneční světlo.
4. Po ošetření se může objevit dočasné zarudnutí – obvykle odezní do 1–2 hodin.
5. Po 12 ošetřeních se obvykle projeví zlepšení tónu a struktury pleti.
6. Před prvním použitím zařízení plně nabijte dodaným USB kabelem (indikátor během nabíjení bliká).

ÚČINKY JEDNOTLIVÝCH SVĚTEL

- **Červené světlo (660 nm):** Anti-aging, stimulace tvorby kolagenu, relaxace, zlepšení elasticity.
- **Modré světlo (410 nm):** Ničí bakterie způsobující akné, snižuje zánět a jizvy, zlepšuje okysličení, projasňuje pleť.
- **Žluté světlo (590 nm):** Vyrovnává texturu pleti, stimuluje krvinky, redukuje zarudnutí/ otok/ vrásky, zmírňuje akné a stabilizuje pleť.
- **NIR světlo (850 nm):** Regenerace, zrychlení metabolismu, lepší cirkulace, hydratace.

DOPORUČENÍ PRO OŠETŘENÍ

1. Pro nejlepší výsledky používejte 3–5x týdně po dobu alespoň 4 týdnů.
2. Poté pokračujte dle potřeby.


TEST CITLIVOSTI POKOŽKY

Před prvním použitím proveďte test:

1. Přiložte masku na vnitřní stranu paže.
2. Stisknutím tlačítka Power spustíte plných 10 minut.
3. Pokud pocítíte horko nebo nepohodlí, okamžitě přestaňte.
4. Počkejte 6 hodin. Pokud se objeví svědění nebo zarudnutí, zařízení pro vás není vhodné.


NÁVOD K POUŽITÍ

KROK 1



Odstraňte ochrannou fólii

KROK 2




Nainstalujte levý a pravý
ochranný kryt oka

KROK 3



Nainstalujte levý a pravý popruh

KROK 4



Zapojte ovladač přes konektor USB-C

POKYNY K OBSLUZE

Nastavení tolerance pokožky

- Začněte na intenzitě 1–2.
- Postupně zvyšujte podle tolerance.

Nastavení délky

- Vyberte 10, 15 nebo 20 minut.
- Neprodlužujte čas ani frekvenci nad doporučení.

Doporučené použití

- 3–5x týdně, 10–20 minut.
- U modrého světla nepřekračujte 10 minut.

Průběh ošetření

- Očistěte a exfoliujte pleť.
- Nasadte masku, utáhněte popruhy, stiskněte tlačítko Power.
- Začne červené světlo. Režimy přepínejte tlačítkem Power.
- Intenzitu nastavte tlačítkem Gear, čas tlačítkem Time.
- Maska se po ošetření automaticky vypne.
- Po použití použijte péči o pleť a aplikujte SPF.
- Čistěte vlhkým hadříkem, ne během nabíjení.

OBSAH BALENÍ

LED maska 1x

Ovladač 1x

Elastické popruhy 2x

Uživatelský manuál 1x

Nabíjecí kabel 1x

Úložný vak 1x

Oční chrániče 2x

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Používejte pouze pro účely uvedené v manuálu.
- Nepoužívejte po nedávném zranění, operaci, zákroku (např. botox, laser, chemický peeling, microneedling), dokud není pokožka zcela zahojena.
- Poradte se s lékařem v těhotenství nebo při podezření na nádor.
- Nepoužívejte na podrážděnou, oteklou, citlivou nebo poraněnou pokožku.
- Ukončete použití, pokud zarudnutí trvá déle než 2 hodiny.
- Nepoužívejte při infekci nebo oparových ložiscích.
- Nepoužívejte na bolestivá, vystouplá, krvácející nebo strupovitá místa.
- Nepoužívejte retinol před červeným světlem (pouze po).
- Modré světlo může způsobit přechodné podráždění nebo pigmentaci – nepřehánějte použití.
- Po ošetření použijte SPF.
- Nedívejte se přímo do LED – používejte ochranu očí.
- Pro osoby nad 18 let; není doporučeno pro děti <12 let.
- Zařízení nemodifikujte.

VAROVÁNÍ

Před použitím:

- Proveďte test citlivosti.
- Používejte pouze dle návodu.

Bezpečnost zařízení:

- Okamžitě přestaňte, pokud pokožka příliš hřeje.
- Před použitím odstraňte make-up, krémy a séra.
- Chraňte před vodou a teplem.
- Neměňte ani nerozebírejte zařízení.
- Nepoužívejte při poškození baterie nebo nabíječky.

Bezpečnost nabíjení:

- Nabíjejte v suchu, pouze přes USB-C.
- Nenabíjejte v blízkosti vody nebo v nebezpečném prostředí.
- Nepřebíjejte; odpojte po 1 hodině.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Teplota nabíjení: 0 °C–40 °C.

Bezpečnost baterie:

- Nebijte, nemačkejte, neupouštějte.
- Vyhněte se zkratům.
- Při kontaktu elektrolytu s pokožkou/okem opláchněte a vyhledejte lékaře.

Likvidace:

- Nevyhazujte do běžného odpadu.
- Ovladač obsahuje Li-ion baterii – odevzdejte k recyklaci podle místních pravidel.

SPECIFIKACE

Název: GIOperfect Mask

Model: GIO-780

LED barvy: červená, modrá, žlutá, infračervená

Počet LED: 70 (280 světelných paprsků)

Baterie: 2000 mAh

Napětí: 3,7 V

Výkon: max. 6,5 W

Ovladač: 130 x 40 x 26,5 mm

Maska: 299 x 210 x 3,5 mm

Časovač: 10 / 15 / 20 min

Materiál: ABS + silikon



Distributor pro Českou republiku a Slovensko:
Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.cz

innoGIO

Vyrobeno v Číně pro společnost **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polsko
www.innogio.com



@innoGIO.official



@innogio_com

-  Scan the QR code to download the manual
-  Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
-  Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
-  Scannez le code QR pour télécharger le manuel
-  Escanee el código QR para descargar el manual
-  Digitalize o código QR para descarregar o manual
-  Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
-  Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
-  Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
-  Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
-  Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
-  Scanează codul QR pentru a descărca manualul
-  Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
-  Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
-  Lae juhend alla, skannides QR-koodi
-  A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
-  لي لڊل لى زنتل ءى رسلا ءباجت سالا زم ر حسما

