



GIO-780 – perfektní maska

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
LED pleťová maska

Aby se zabránilo zranění způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si pozorně instrukce a používejte tento výrobek výhradně v souladu s návodem.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko:
Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.cz

Battery Indicator

( red light = charging required)

NIR Indicator

Gear 1

Gear 2

Gear 3

10 minutes

15 minutes

20 minutes

Red Light Mode

Blue Light Mode


Yellow Light Mode

NIR button

Time button

Power/ mode button

Gear button



ZAČÍNÁME

Poznámka: Když se na ovladači zobrazí symbol, funkce je aktivní.

FUNKCE TLAČÍTEK

- **Power/Mode:** Zapnutí/vypnutí a přepínání světelných režimů
- **Time:** Výběr délky ošetření (10, 15 nebo 20 minut)
- **Gear:** Nastavení intenzity (úrovně 1–3)
- **NIR:** Aktivace/deaktivace infračerveného světla

Ukazatele:

- NIR indikátor
- Intenzita 1 / 2 / 3
- 10 / 15 / 20 minut
- Režim červeného světla
- Režim modrého světla
- Režim žlutého světla
- Indikátor baterie (červené světlo = nutné nabíjení)

UPOZORNĚNÍ – POPIS ČÁSTÍ

- Ochranné kryty očí
 - LED paprsky
 - Port ovladače
 - Otvor pro popruh
1. Zařízení **nelze používat při nabíjení**.
 2. Před použitím jej vždy vyčistěte s vypnutým napájením. Používejte jen doporučené prostředky (vlhký hadřík, vlhký ubrousek, případně fyziologický roztok 0,9 % NaCl pro části přicházející do kontaktu s pokožkou).
 3. Masku skladujte naplocho, v suchu a mimo sluneční světlo.
 4. Po ošetření se může objevit dočasné zarudnutí – obvykle odezní do 1–2 hodin.
 5. Po 12 ošetřeních se obvykle projeví zlepšení tónu a struktury pleti.
 6. Před prvním použitím zařízení plně nabijte dodaným USB kabelem (indikátor během nabíjení bliká).



DOPORUČENÍ PRO OŠETŘENÍ

1. Pro nejlepší výsledky používejte **3–5x týdně po dobu alespoň 4 týdnů**.
2. Poté pokračujte dle potřeby.

Účinky jednotlivých světél:


- **Červené světlo (660 nm):** Anti-aging, stimulace tvorby kolagenu, relaxace, zlepšení elasticity.
- **Modré světlo (410 nm):** Ničí bakterie způsobující akné, snižuje zánět a jizvy, zlepšuje okysličení, projasňuje pleť.
- **Žluté světlo (590 nm):** Vyrovnává texturu pleti, stimuluje krvinky, redukuje zarudnutí/ otok/ vrásky, zmírňuje akné a stabilizuje pleť.
- **NIR světlo (850 nm):** Regenerace, zrychlení metabolismu, lepší cirkulace, hydratace.

TEST CITLIVOSTI POKOŽKY

Před prvním použitím proveďte test:

1. Přiložte masku na vnitřní stranu paže.
2. Stisknutím tlačítka Power spusťte plných 10 minut.
3. Pokud pocítíte horko nebo nepohodlí, okamžitě přestaňte.
4. Počkejte 6 hodin. Pokud se objeví svědění nebo zarudnutí, zařízení pro vás není vhodné.

STEP 1




STEP 2



STEP 3



STEP 4



NÁVOD K POUŽITÍ

KROK 1- Odstraňte ochrannou fólii.

KROK 2- Nainstalujte levý a pravý ochranný kryt oka.

KROK 3- Nainstalujte levý a pravý popruh.

KROK 4- Zapojte ovladač přes konektor USB-C.

POKYNY K OBSLUZE

Nastavení tolerance pokožky

- Začněte na intenzitě 1–2.
- Postupně zvyšujte podle tolerance.

Nastavení délky

- Vyberte 10, 15 nebo 20 minut.
- Neprodlužujte čas ani frekvenci nad doporučení.

Doporučené použití

- 3–5x týdně, 10–20 minut.
- **U modrého světla nepřekračujte 10 minut.**

Průběh ošetření

1. Očistěte a exfoliujte pleť.
2. Nasadte masku, utáhněte popruhy, stiskněte tlačítko Power.
3. Začne červené světlo. Režimy přepínejte tlačítkem Power.
4. Intenzitu nastavte tlačítkem Gear, čas tlačítkem Time.
5. Maska se po ošetření automaticky vypne.
6. Po použití použijte péči o pleť a aplikujte SPF.
7. Čistěte vlhkým hadříkem, **ne během nabíjení.**

OBSAH BALENÍ

- LED maska 1x
- Ovladač 1x
- Elastické popruhy 2x
- Uživatelský manuál 1x
- Nabíjecí kabel 1x
- Úložný vak 1x
- Oční chrániče 2x

SPECIFIKACE

- Název: **GIOperfect Mask**
- Model: **GIO-780**
- LED barvy: červená, modrá, žlutá, infračervená
- Počet LED: 70 (280 světelných paprsků)
- Baterie: 2000 mAh
- Napětí: 3,7 V
- Výkon: max. 6,5 W
- Ovladač: 130 x 40 x 26,5 mm
- Maska: 299 x 210 x 3,5 mm
- Časovač: 10 / 15 / 20 min
- Materiál: ABS + silikon

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Používejte pouze pro účely uvedené v manuálu.
- Nepoužívejte po nedávném zranění, operaci, zákroku (např. botox, laser, chemický peeling, microneedling), dokud není pokožka zcela zahojena.
- Poradte se s lékařem v těhotenství nebo při podezření na nádor.
- Nepoužívejte na podrážděnou, oteklou, citlivou nebo poraněnou pokožku.
- Ukončete použití, pokud zarudnutí trvá déle než 2 hodiny.
- Nepoužívejte při infekci nebo oparových ložiscích.
- Nepoužívejte na bolestivá, vystouplá, krvácející nebo strupovitá místa.
- **Nepoužívejte retinol před červeným světlem (pouze po).**
- Modré světlo může způsobit přechodné podráždění nebo pigmentaci – nepřehánějte použití.
- Po ošetření používejte SPF.
- Nedívejte se přímo do LED – používejte ochranu očí.
- Pro osoby nad 18 let; není doporučeno pro děti <12 let.
- Zařízení nemodifikujte.

VAROVÁNÍ

Před použitím:

- Provedte test citlivosti.
- Používejte pouze dle návodu.

Bezpečnost zařízení:

- Okamžitě přestaňte, pokud pokožka příliš hřeje.
- Před použitím odstraňte make-up, krémy a séra.
- Chraňte před vodou a teplem.
- Neměňte ani nerozebírejte zařízení.
- Nepoužívejte při poškození baterie nebo nabíječky.

Bezpečnost nabíjení:

- Nabíjejte v suchu, pouze přes USB-C.
- Nenabíjejte v blízkosti vody nebo v nebezpečném prostředí.
- Nepřebíjejte; odpojte po 1 hodině.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Teplota nabíjení: 0 °C–40 °C.

Bezpečnost baterie:

- Nebijte, nemačkejte, neupouštějte.
- Vyhněte se zkratům.
- Při kontaktu elektrolytu s pokožkou/okem opláchněte a vyhledejte lékaře.

Likvidace:

- Nevyhazujte do běžného odpadu.
- Ovladač obsahuje Li-ion baterii – odevzdejte k recyklaci podle místních pravidel.