CZ GIO-746

innoGIO

# GIO perfect

Hair Boost PRO



## NÁVOD K POUŽITÍ

Aby nedošlo k poškození způsobenému nesprávným používáním, přečtěte si pozorně pokyny a používejte tento výrobek výhradně v souladu s návodem.

## PROVOZNÍ POKYNY

### Zapnutí a vypnutí přístroje

1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení přístroj zapnete.
2. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka přístroj vypnete.

### Přepínání režimů

Stisknutím tlačítka napájení přepínáte mezi provozními režimy:

1. EMS + LLLT (nízkoúrovňová laserová terapie) + červené světlo.
2. EMS + modré světlo.
3. Vibrace + LLLT + fialové světlo.

### Nastavení intenzity

Stisknutím tlačítka intenzity změníte úroveň stimulace:

1. Úroveň 1 – nízká.
2. Úroveň 2 – střední.
3. Úroveň 3 – vysoká.

### Automatické vypnutí

Z bezpečnostních důvodů a pro úsporu energie se přístroj po 10 minutách provozu automaticky vypne.

## SPECIFIKACE VÝROBKU

Název výrobku: GIOperfect Hair Boost PRO
Model: GIO-746
Vlnová délka laseru (LLLT): 650 nm ± 10 nm
Vlnová délka červeného světla: 630 nm ± 10 nm
Vlnová délka modrého světla: 470 nm ± 10 nm
Frekvence EMS: 10 Hz
Rychlost motoru: 8 000 ot./min.
Jmenovitý výkon: 3,0 W
Vstupní napětí: 5 V / 1 A
Výstupní napětí: 3,7 V
Kapacita baterie: 1 000 mAh
Rozměry výrobku: 190 × 80 × 48 mm
Materiály: ABS + PC

## ČÁSTI VÝROBKU




## OBSAH BALENÍ

- Kartáč pro péči o vlasy × 1
- Návod k použití × 1
- Nabíjecí kabel × 1
- Čisticí nástroj × 1
- Kapátko × 1

## JAK PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

### Nabíjení

1. Před prvním použitím přístroj úplně nabijte.
2. Připojte USB nabíjecí kabel k nabíjecímu portu.
3. Během nabíjení se rozsvítí kontrolka.
4. Doba nabíjení je přibližně 2 hodiny.
5. Po úplném nabití kontrolka zhasne.
6. Pokud přístroj nebudete používat déle než 2 měsíce, před opětovným použitím jej nabijte.

### Vyjmutí a nasazení nádobky na tekutinu

**Demontáž**

Opatrně vytáhněte nádobku na tekutinu směrem nahoru a současně držte vodicí sloupek, abyste ji oddělili od přístroje.



**Montáž**

Zarovnejte nádobku s hlavním tělem přístroje. Magnetické spojení nádobku automaticky upevní na místo.



### Plnění infuzní nádobky

Přístroj umožňuje použití tekutých přípravků pro péči o vlasy, jako jsou vlasové tonikum, sérum nebo esenciální oleje.

1. Odstraňte červenou silikonovou zátku z nádobky na tekutinu.
2. Pomocí kapátka naplňte nádobku požadovanou tekutinou.
3. Před použitím silikonovou zátku pevně uzavřete.
4. Nádobku nepřeplňujte.



### Zapnutí přístroje

Stisknutím a podržením tlačítka napájení přístroj zapnete.

### Přepínání režimů

Stisknutím tlačítka napájení přepínáte mezi provozními režimy:

1. Režim EMS + LLLT + červené světlo.
2. Režim EMS + modré světlo.
3. Režim vibrací + LLLT + fialové světlo.

### Nastavení intenzity

Stisknutím tlačítka nastavení zvolíte úroveň intenzity:

1. Úroveň 1 – nízká.
2. Úroveň 2 – střední.
3. Úroveň 3 – vysoká.

Přístroj se ve výchozím nastavení spouští na úrovni 1.

### Indikátor baterie

1. Bílé světlo – dostatečná úroveň nabití baterie.
2. Červené světlo – nízká úroveň nabití, je nutné nabíjení.

### Automatické vypnutí

Z bezpečnostních důvodů se přístroj po 10 minutách provozu automaticky vypne.

## JAK POUŽÍVAT PŘÍSTROJ NA POKOŽCE HLAVY

### KROK 1

1. Přiložte hřeben na temeno hlavy.
2. Jemně zatlačte, aby byl zajištěn dobrý kontakt s pokožkou hlavy.
3. Pomalu pohybujte přístrojem od temene směrem k vlasové linii.





### KROK 2

1. Začněte u vlasové linie a přiložte hřeben k čelu.
2. Pohybujte přístrojem od středu čela směrem ke spánkům.

### KROK 3

1. Přiložte hřeben na boční část hlavy.
2. Pohybujte přístrojem kolem spánků, kolem ucha a za uchem.
3. V této oblasti může být stimulace vnímána intenzivněji. V případě potřeby snižte úroveň intenzity.





### KROK 4

1. Přiložte přístroj na zadní část hlavy.
2. Pohybujte hřebenem od krku směrem nahoru k temeni a pokryjte zadní část pokožky hlavy.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny.

1. Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený.
2. Přístroj nerozebírejte ani neupravujte.
3. Uchovávejte přístroj mimo dosah ohně a korozivních kapalin.
4. Nevystavujte přístroj extrémnímu teplu ani přímému slunečnímu záření.
5. Z hygienických důvodů by měl přístroj používat pouze jeden člověk.
6. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
7. Pokud pociťte nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte přístroj používat.
8. Tento přístroj není určen k lékařskému použití.
9. Před použitím se poraďte s lékařem, pokud:
   - jste těhotná nebo jste v období do 5 měsíců po porodu,
   - používáte implantovaná elektronická zdravotnická zařízení (např. kardiostimulátor),
   - trpíte poruchami krevního oběhu,
   - máte infekci pokožky hlavy nebo velmi citlivou pokožku.

## UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím zařízení plně nabijte.

1. Připojte kabel USB k nabíjecímu portu.
2. Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny.
3. Indikátor zobrazuje stav nabití.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, dobíjejte jej každé 2 měsíce, aby se zachoval výkon baterie.

Neponořujte zařízení do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.

Po každém použití:

1. Očistěte zařízení mírně navlhčeným hadříkem.
2. Vyprázdněte a vyčistěte nádržku na tekutinu.
3. Uchovávejte zařízení na chladném a suchém místě.

Scan the QR code to download the manual
Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
Scannez le code QR pour télécharger le manuel
Escanee el código QR para descargar el manual
Digitalize o código QR para descarregar o manual
Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
Scanează codul QR pentru a descărca manualul
Naskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
Lae juhend alla, skannides QR-koodi
A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
اپنے دستی کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے QR کوڈ کو اسکین کریں


innoGIO

Distributor pro Českou republiku a Slovensko:
Andys Czech s.r.o.,
Márova 2805/6, 155 00 Praha,
www.andys.cz

INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polsko
**www.innogio.com**
Vyrobeno v Číně

@innoGIO.official @innogio_com